



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Nombre: _____

NOMBRE DEL APARATO: **APARATO FUNCIONAL**

CARACTERÍSTICAS

- Es un aparato de acrílico y alambre removible (Se coloca en la boca y se debe sacar para comer y cepillarse).

FUNCIÓN

- Controlar el crecimiento de los maxilares.
- Permite la remodelación de los maxilares utilizando la función muscular natural del paciente.

UTILIZACIÓN

- Tienes que aprender a colocar y retirar el aparato correctamente según las explicaciones que te demos.
- Para que el aparato sea eficaz debe usarse un **MÍNIMO** de _____ horas por día.
- **NUNCA** lleves el aparato cuando comas seguido.
Debes de guardarlo siempre en la caja que te hemos dado.
- Si te vas de colonias o de viaje, avísanos y te explicaremos cómo has de utilizarlo.
- Debes de cepillar el aparato con un cepillo normal, agua fría y jabón neutro,
NUNCA uses agua caliente ni hiervas el aparato.

ES NORMAL

- Que se caiga durante las primeras noches de llevarlo.
- Tener más saliva los primeros días.
- Que cause algún pequeño roce los primeros días.

NO ES NORMAL

- Que cause gran dolor.
- Que roce y produzca grandes llagas.
- Que se rompa.

QUÉ HACER

- En caso de **URGENCIA**, por dolor o rotura, telefonar a la clínica: **93 200 20 92**.
- Recuerda que si no puedes llevar el aparato por algún motivo también es una urgencia y debes avisarnos.

¡¡ ÁNIMO, Y RECUERDA QUE DEBES SER CONSTANTE !!

